

# Topi-Click®

aplikátor pro přesné odměrné dávkování



## Novinka

Topické přípravky, ať už dermální nebo transdermální, často vyžadují přesné dávkování. Ne vždy pacient odhadne přesné množství krému, které má v jedné dávce použít. Aplikátor Topi-Click® pro přesné odměrné dávkování umožňuje aplikovat přesnou dávku a snižuje tak riziko nesprávného dávkování.

## Maximalizujte výhody topického podání léčiv

Zřetelné kliknutí pacienta bezpečně ujistí o odměření správné dávky. Klik je slyšitelný, hmatatelný i viditelný, což z Topi-Clicku® činí příjemné řešení s jednoduchým použitím a pohodlnou aplikací.

- přesné dávkování – snižuje riziko nesprávného dávkování
- jednoduché použití – dávkování a aplikace v jednom
- pohodlná aplikace díky vyklenutému tvaru aplikátoru
- indikátor množství – upozorňuje na potřebu doplnění další dávky bez nutnosti přerušování léčby
- snadné rozlišení více topických přípravků – nezaměnitelný design odlišuje Topi-Click® od jakéhokoliv jiného dávkovacího systému

## Přesné dávkování

- ✓ 1 klik = 0,25 ml
- ✓ neinvazivní metoda
- ✓ snadné plnění krémem
- ✓ krém lze aplikovat bez dotyku rukou
- ✓ komfort aplikace, elegantní systém a design



## Rychle a jednoduše

Každý klik (1/4 otáčky spodní části Topi-Clicku®) pohne pístem uvnitř kelímku, který vytlačí objem 0,25 ml. Dávkovací mechanismus má lepší kontrolu nad pohybem pístu než například u injekční stříkačky, takže použití Topi-Clicku® je jednodušší a přesnější.

Materiál Topi-Clicku® chrání obsah kelímku před UV-zářením.

### Balení:

Topi-Click® 35 ml / 1 x 1 ks  
Topi-Click® 35 ml / 1 x 3 ks

Objem: 35 ml