

Topi-Click®

aplikátor pro přesné
odměrné dávkování



Novinka!

Topické přípravky, ať už dermální nebo transdermální, často vyžadují přesné dávkování. Aplikátor Topi-Click® umožňuje aplikovat přesnou dávku a snižuje tak riziko nesprávného dávkování.

Přesné dávkování

- ✓ 1 klik = 0,25 ml
- ✓ neinvazivní metoda
- ✓ snadné plnění krémem
- ✓ krém lze aplikovat bez dotyku rukou
- ✓ komfort aplikace, elegantní systém a design

Materiál Topi-Clicku® chrání obsah kelímku před UV-zářením.

Balení:

Topi-Click® 35 ml / 1 x 1 ks

Topi-Click® 35 ml / 1 x 3 ks



Objednávky na shop.fagron.cz
nebo volejte 800 138 759.